



Coussin Semi Fowler,

R00373

180.00 €

Le coussin semi fowler CareWave permet de caler et de maintenir le patient alité. Ce coussin de positionnement CareWave permet à une personne allongée d'être en position semi fowler : dossier incliné à 30° et bassin incliné à 30°. Vous pouvez également le placer sur vos genoux pour bien positionner vos bras.

Ce coussin de positionnement est tout indiqué pour :

limiter les rotations internes des membres inférieurs ainsi que d'abduction lorsque vous êtes en position assise faire basculer le bassin libérer les disques intervertébraux de la région lombaire

Comment positionner ce coussin CareWave ?

Placer le coussin sous les cuisses Mettre le plot d'abduction vers l'avant entre les genoux
OU

Placer le plot entre les genoux lorsque vous êtes assis Mettre vos bras sur le coussin
OU

Placer sous les cuisses Mettre le plot d'abduction vers l'arrière afin d'avoir les jambes surélevées

Voici les avantages de ce coussin semi fowler :

ganse double renfort (évite les billes de s'échapper et empêche le liquide de pénétrer) housse traitement Cartex (évite la prolifération des bactéries et le staphylocoque doré) contient des microbilles en polystyrène très fines et légères s'adapte à toutes les morphologies prévient le risque d'escarres

PASOLO.com vous informe que ce modèle existe dans une dimension plus petite : coussin Semi Fowler, CareWave XS.

[Caractéristiques techniques du coussin semi-fowler, CareWave XL](#) : Dimensions : 70 x 56 x 14 cm

Coloris : bleu