



Coussin cylindrique, Evo

R01547

138.00 €

Ce coussin cylindrique EVO permet un bon positionnement des hanches et des genoux et notamment lorsque la personne alitée est en position d'abduction : membres inférieurs tournés vers l'extérieur. Ce coussin Carewave est modulable et donc composé d'un cylindre et d'une bouée, ce qui permet de nombreuses utilisations :

décharge talonnière diminution des appuis au niveau des genoux si placé entre les jambes, couché sur le côté bonne position des hanches et notamment après une opération de prothèse de hanches basculement du bassin, éliminant ainsi les tensions au niveau des vertèbres

Ce coussin microbilles se place au niveau des genoux, la bouée entre les genoux et le cylindrique sous les genoux

Grâce à ce coussin cylindrique, vous prévenez le risque d'escarres et vous éliminez les positions vicieuses des hanches et des genoux.

Voici les nombreux atouts de ce coussin Carewave :

Housse Ag-protect pour lutter contre le staphylocoque doré (MRSA) et toutes les autres bactéries multi-résistantes (BMR) Housse avec traitement Argent pour allonger la durée de vie du coussin cylindrique Rempli de microbilles fines et souples pour un haut niveau de confort S'adapte à toutes les morphologies Fabriqué en France

PASOLO.com vous informe que ce modèle existe en XL : coussin cylindrique, Carewave Evo XL.

Caractéristiques techniques du coussin cylindrique, Evo Carewave XS : Dimensions du cylindre : 142 x 45 cm Dimensions de la bouée : 15 x 106 cm La housse est lavable en machine jusqu'à 90°C

Coloris : vert